


Art nr: 2054

Tum-E-Vac® Magsköljningsset

Colibri Medical AB

Användes vid ventrikelsköljning

Tum-E-Vac® är ett slutet system:



1. Påse (mindre) för rent vatten, påfyllbar*
2. Magsond med atraumatisk spets, röntgenindikering samt stora dränagehål
3. Trippelanslutning, med trimbar anslutning för magsond
4. Bitblock
5. Klämma "Bull clamp" för avstängning/öppning för *tillföring* av vätska
6. Klämma för avstängning/öppning för *tömning* av vätska
7. Aspirationsspruta för aspirering vid tillfälligt stopp i magsond
8. Påse (större) för tömningsvätska/ventrikelinnehåll (tömningsbar)

*** OBS: Om den mindre påsen fylls på under pågående behandling bör den större påsen tömmas först.**